

Sabanillas Desechables DMORE 90x60 (100 unidades) (10 bolsas) (1 caja)

Descripcion

Sabanillas Cama Ultra Absorbentes 90x69cm. Evita que se mueva sobre la sabana, con 6 capas ultra absorbentes.

Ideal para adultos y niños. Ultra absorbente, recomendada incluso para incontinencia severa (850 ml).

SABANILLAS PARA INCONTINENCIA: Ayuda a absorber la orina, líquidos, accidentes y aceites corporales con nuestras sabanillas desechables, de tamaño adulto, para camas, muebles, sillas de ruedas, cunas y más. Cada protector de cama es libre de látex y cuenta con una capa suave de relleno esponjoso que aumenta la absorción para mantener la piel y los muebles secos y limpios.

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD EN EL BORDE: Nuestras sabanillas son desechables pero cuentan con un borde reforzado altamente efectivo para crear una barrera a prueba de derrames. El material suave, similar a la tela, se mantendrá cómodo y utilizable durante toda la noche, sin importar a qué hora ocurra un accidente. Deseche la sabanilla por la mañana.

ULTRA HIGIÉNICO: Las sabanillas desechables para incontinencia de adultos mayores y niños logran el equilibrio perfecto entre un diseño discreto de perfil bajo y una alta absorción de líquidos, manchas y olores fuertes.

PREPLEGADO Y COMPACTO: En cada paquete, las sabanillas protectoras vienen preplegadas para facilitar el almacenamiento y la organización. Guárdelas en lugares secos, aireados, alejados del sol y el agua, de niños y animales.

100 piezas/Tamaño: 60 x 90 cm (ISO 13485:2012?)

Agradable para la piel/Ventilado/Antibacteriano/Super absorbente/A prueba de fugas

Sabanillas

Suave, no tejida/desechable
Protección eficaz/Alta calidad

Polietileno 100 % resistente al agua

Gel Ultra absorbente

Mejor salud, Mejor vida

Especificaciones

Superficie Seca

Capas ultra absorbentes

Barrera impermeable

A) Superficie Seca

La superficie del protector, no tejida y suave, tiene excelentes propiedades de ventilación que permiten que el líquido drene y se absorba rápidamente, manteniendo la piel la piel seca y cómoda.

B) Capas ultra absorbentes

La pulpa esponjosa y el SAP (polímero superabsorbente), de alta calidad, aumentan la capacidad de absorción, dando como resultado una superficie seca

C) Barrera impermeable

La capa inferior de PE (polietileno) garantiza que el área debajo del protector permanezca seca, limpia e higiénica.

Aplicación

Coloque la sabanilla directamente sobre la sabana de la cama, para evitar que se manche o ensucie.

Coloque la sabanilla debajo del paciente, para ayudar a la absorción de líquidos y/o secreciones.