

TENS CHOICEMMED MDTS100

Descripcion

¿Tiene dolor de hombros, cintura, espalda, pies, manos, etc. por estar delante del computador muchas horas? ¿Sus articulaciones le duelen cuando va a llover?

¿Alguna vez ha experimentado dolores musculares?

¿Tiene que pagar altos costos de tratamiento kinésico?.

Este masajeador de pulsos electrónico es un producto fácil de usar que transmite impulsos eléctricos a los músculos cansados ¿¿y doloridos. Estos impulsos son generados por el dispositivo y entregados a través de los electrodos en la piel a los músculos. Los impulsos imitan el potencial de acción que proviene del sistema nervioso central para desencadenar la contracción del músculo. Es compacto, portátil y muy bueno para el alivio del dolor, aprobado por la FDA 510 (k). Usar el masajeador de pulso electrónico Tens correctamente, le proporcionará una vida saludable y cómoda.

El estimulador de pulso electrónico ChoiceMMed MDTS100 es un dispositivo eléctrico diseñado para su uso sin receta y que se utiliza para aplicar una corriente eléctrica a los electrodos en la piel de un usuario para aliviar el dolor. El dispositivo propuesto está diseñado para uso en el hogar al entregar pulsos eléctricos a los músculos cansados ¿¿y doloridos.

Estos pulsos son generados por el dispositivo y entregados a través de electrodos colocados en la piel que luego desencadenan las contracciones de los músculos específicos.

El MDTS100 es portátil, compacto y elegante en diseño.

CARACTERÍSTICAS

- 5 programas predefinidos

- 3 modos de estimulación

- 10 niveles de intensidad

- 2 canales de salida independientes

- Para uso en 8 posiciones

- Temporizador de 15 minutos

- 2 cables de conexión

- 4 electrodos

- Portátil, compacto y fácil de usar sin receta y para uso doméstico

- Entrega pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

- La información gráfica sobre el modo, la intensidad y el tiempo restante se muestra en pantalla

LCD

Manejo de lesiones musculares

Estimulación de baja frecuencia para aliviar el dolor rápidamente en las partes de su cuerpo, incluyendo cuello, articulaciones (rodillas, codos y tobillos), brazos, hombros, espalda, piernas, caderas y pies

Frecuencia del panel LCD y tiempo restante de la terapia

Velocidad e intensidad ajustables

TGA (ARTG: 286303), FDA y OTC aprobados

Pantalla de cristal líquido

Alimentación: DC 6V (4 pilas AAA)

Unidad principal: 15 x 6.35 x 1.3cm

Peso neto de la unidad principal: 120 g

Accesorios Incluidos: Cuatro electrodos, dos cables, 4 pilas AAA, manual de instrucciones

GARANTÍA: 2 AÑOS