

Tens-Ems Rainbow KRES100B

Descripcion

Este masajeador de pulsos electrónico es un producto fácil de usar que transmite impulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

Estos impulsos, son generados por el dispositivo y entregados a través de los electrodos en la piel a los músculos. Los impulsos imitan el potencial de acción que proviene del sistema nervioso central para desencadenar la contracción del músculo.

Es compacto, portátil y muy bueno para el alivio del dolor, aprobado por la FDA 510 (k).

Usar el masajeador de pulso electrónico Tens correctamente, le proporcionará una vida saludable y cómoda.

El estimulador de pulso electrónico, es un dispositivo eléctrico diseñado para su uso sin receta y que se utiliza para aplicar una corriente eléctrica a los electrodos en la piel de un usuario para aliviar el dolor. El dispositivo propuesto está diseñado para uso en el hogar al entregar pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

Es portátil, compacto y elegante en diseño.

Tens Ems 12 Programas Alivio Del Dolor Muscular / 4 ELECTRODOS

EMS Terapia Alivio del dolor

Descripciones

TENS

Se utiliza para el alivio sintomático del dolor crónico intratable y el alivio temporal del dolor asociado con los músculos doloridos y doloridos en el brazo, hombro, cuello, espalda, cintura, abdomen y pierna debido a la tensión del ejercicio o las actividades normales del hogar y el trabajo.

EMS

Se utiliza para la relajación del espasmo muscular, el aumento de la circulación del flujo sanguíneo, la prevención o el retraso de la atrofia por desuso, la readecuación muscular, el mantenimiento o aumento del rango de movimiento y la estimulación inmediata posquirúrgica de los músculos de la pantorrilla para prevenir la trombosis venosa.

Especificaciones del producto

Frecuencia de salida: 1-120Hz

Material de la carcasa: ABS

Ancho de pulso de salida: 100-250uS

Número de canales: dos canales

Voltaje de salida: 40V -20%

Fuente de alimentación: DC 4.5V 3 * batería AAA (3 X pilas NO INCLUIDAS)

Fuerza de salida: 0-40

Forma de onda: onda bidireccional

Detección de carga: SI

Modo de visualización: Pantalla LCD

Modo: 8 programas

Tamaño: 119 * 60 * 16 mm

Uso del electrodo: 20-30 veces (necesita cambio)

Paquete incluido

1 x unidad TENS /EMS (NO INCLUIDAS 3X AAA)

2 x cables de electrodo

1 x manual de instrucciones

4 x electrodos

1x set Pilas AAA

CARACTERÍSTICAS

5 programas predefinidos

3 modos de estimulación

10 niveles de intensidad

2 canales de salida independientes

Para uso en 8 posiciones

Temporizador de 15 minutos

2 cables de conexión

4 electrodos

Portátil, compacto y fácil de usar sin receta y para uso doméstico

Entrega pulsos eléctricos a los músculos cansados y doloridos.

La información gráfica sobre el modo, la intensidad y el tiempo restante se muestra en pantalla LCD

Manejo de lesiones musculares

Estimulación de baja frecuencia para aliviar el dolor rápidamente en las partes de su cuerpo, incluyendo cuello, articulaciones (rodillas, codos y tobillos), brazos, hombros, espalda, piernas, caderas y pies

Frecuencia del panel LCD y tiempo restante de la terapia

Velocidad e intensidad ajustables

TGA (ARTG: 286303), FDA y OTC aprobados

Pantalla de cristal líquido

Alimentación: DC 6V (4 pilas AAA)

Unidad principal: 15 x 6.35 x 1.3cm

Peso neto de la unidad principal: 120 g

Accesorios Incluidos: Cuatro electrodos, dos cables, 4 pilas AAA, manual de instrucciones

GARANTÍA: 2 AÑOS

