

Andador Rollator 5002 Yuwell

Descripcion

Estructura liviana, de aluminio y con recubrimiento esmaltado epóxico

Altura apoya manos, regulable

Fácil plegado para guardar y transportar

Sistema manual de frenado simple y cómodo, con empuñadura ergonómica. Sistema de bloqueo de ruedas

Asiento acolchado y de PVC.

Respaldo extraíble para ahorro de espacio.

Cuatro ruedas solidas de 6" (150 mm) y alta calidad.

Ruedas traseras se pueden bloquear, evitando el movimiento, en reposo

Medidas

Ancho total: 53 cm

Altura Total: 79-93 cm

Ancho plegada: 32 cm

Asiento: 30 cm x 33 cm

Diámetro ruedas: 150 mm / 6 pulgadas

Resistencia máxima: 100 kg

Te gustaría desplazarte con autonomía, no depender de nadie, con seguridad, ir a pasear, a la plaza, supermercado, banco, tramites, medico, etc., donde puedas descansar cuando lo desees y al menor precio de mercado??

Ruedas de 6 pulgadas (150 mm), traseras con freno

Producto se entrega desarmado y gracias a su pequeño volumen, paga un valor mínimo de flete

Producto de gran ayuda, para moverse con facilidad y seguridad. Para mayores distancias, posee un asiento abatible para descansar. Uso también como silla de ruedas

* Marco liviano de aluminio plegable

* Frenos en ambos mandos que proporcionan seguridad.

* Asiento y canasta de PVC, para descanso y almacenamiento de cosas.

* Tamaño: 53* 63 * 79 -92 cm

* Dimensión interior: 64 * 34 * 98

* Soporte de peso máximo: 100 kg

* Peso neto: 8 kg

- Regulación de altura
 - Fácil plegado para guardar y transportar
 - Sistema manual de frenado simple y cómodo, con empuñadura ergonómica. Sistema de bloqueo de ruedas
 - Asiento acolchado y de PVC, con bolsillo
 - Bolso de PVC, desmontable, para portar artículos
 - Cuatro ruedas solidas de 6" (150 mm) y alta calidad.
 - Ancho total 61 cm
-
- Resistencia: 100 kg.
 - Certificación Americana FDA y Europea CE e ISO 13485

Medida de la caja: 545x165x565 mm

Peso neto: 8 kg

Peso bruto: 9,4 kg

SERVICIO TECNICO PROPIO, acceso a un amplio stock de repuestos directos de fábrica

[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=Li1p5FOPmcM>[/embed]

[embed]<https://www.youtube.com/watch?v=vrL-ydURaxc>[/embed]

